

Техническое задание

**Мундштук по ТУ 22.29.29-001-82139963-2017 (идентичны ТУ 2291-001-82139963-2015),  
исполнение "Мундштук АЛКОТЕКТОР с двумя отверстиями"**

Назначение: Сменный пластмассовый мундштук должен быть предназначен для использования с анализаторами паров этанола АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch/Юпитер/PRO-100 touch-M. Специальная форма мундштука должна обеспечивать избыточное давление воздуха на входе заборной системы анализатора во время выдоха и тем самым должна обеспечивать возможность контроля расхода и длительности выдыхаемого воздуха.

Каждый мундштук должен быть помещен в индивидуальную упаковку.

Мундштук должен быть изготовлен в соответствии с ТУ 22.29.29-001-82139963-2017

Длина - 110 мм.

диаметр входного отверстия – 11 мм

диаметр соединительных отверстий – 3 мм

Поставляемый Товар должен быть полностью совместим с Анализаторами паров этанола АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch/Юпитер/PRO-100 touch-M.